

REVYLINE PD-01

ИНДИКАТОР ЗУБНОГО НАЛЕТА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С помощью этого прибора можно отслеживать качество ухода за зубами и деснами в домашних условиях.

Специальная подсветка «определит» наличие или отсутствие бактериального налета в ротовой полости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не погружайте устройство в воду, не заряжайте его вблизи горячих поверхностей.
2. Следите за тем, чтобы подсветка не светила в глаза.
3. При наличии заболеваний полости рта перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом-стоматологом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Установите насадку на прибор.



Включите прибор с помощью кнопки включения/выключения.



Подсветка включается с помощью длительного нажатия.



Откройте рот, поднесите к нему прибор и оцените уровень чистоты ротовой полости, глядя в зеркало.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА



Для зарядки аккумулятора используйте кабель USB Type-C.



Индикатор заряда горит зеленым в состоянии полной зарядки.



Индикатор заряда мигает красным, если прибор находится в режиме зарядки.



При низком уровне заряда индикатор, делая паузы, загорается пятикратно, «оповещая» о необходимости подзарядки, после чего гаснет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНДИКАТОР ЗУБНОГО НАЛЕТА Модель: PD-01

Литиево-ионный аккумулятор – 500 mAh

Время полной зарядки – 3 ч.

Зарядка через кабель USB Type-C

Номинальная мощность – 2 Вт

Номинальное напряжение – 5 В

Материал корпуса – ABS

Гарантия – 2 года

Хранить при комнатной температуре

По всем вопросам обращайтесь
на горячую линию:

☎ 8 (800) 775-38-49 🌐 www.revyline.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

Место для печати

Импортер: ИП Обушенков М.А.,
г. Элиста, ул. Джангара, д. 7

Производитель:
Shenzhen Besman Electronic Technology Co.,
Ltd., Floor 3- 4, Building B, NO 189 and Floor 3 - 4,
Building C, NO 184, Fenghuang Second industrial
Zone, Fuyong Subdistrict, Baoan District
Shenzhen, Guangdong, China/Китай

Сделано в Китае